

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Фрагменту Igg (Fc) Козы - Антитело Для Проточной Цитометрии

Артикул: CM0012484

введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, специфичное к фрагменту IgG (Fc) козы. Предназначено для проточной цитометрии, обеспечивает высокую специфичность и минимальную перекрестную реактивность с другими видами. Идеально подходит для иммуноанализа для детекции антител козы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Rabbit Anti-Goat IgG (Fc) fragment mAb
Вид	Коза
Иммуноген	Рекомбинантный белок фрагмента IgG (Fc) козы
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Коза
Доставка	В пакете со льдом