

Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против C5Ar1/Cd88 Человека Для Проточной Цитометрии — P21730

Артикул: CM0009376



введение

Высококачественное конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика, нацеленное на C5AR1/CD88 человека. Предназначено для проточной цитометрии (FC). Для исследований воспаления, хемотаксиса и передачи сигналов через GPCR. Поставка сырья для IVD от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-моноклональное антитело кролика против C5AR1/CD88 человека
Примечания/синонимы	C5A; C5AR; C5R1; CD88
Вид	Человек
GeneID (человек)	728
GeneID	728
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 C5AR1/CD88 человека (NP_001727.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21730
Молекулярная масса белка	39 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом