


Моноклональное Антитело Кролика К Кальретикулину Человека, Меченое Ре, Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P27797

Артикул: CM0008827



введение

Конъюгированное с РЕ моноклональное антитело кролика к человеческому кальретикулину для внутриклеточной проточной цитометрии (ПЦ). Направлено на шаперон эндоплазматической сети CALR (P27797), участвующий в сворачивании белков, связывании кальция и контроле качества. Реагирует с человеком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к кальретикулину человека, меченое РЕ
Примечания/Альтернативные названия	RO; CRT; SSA; cC1qR; HEL-S-99n
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	811
ID гена	811
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотным остаткам 335-417 кальретикулина человека (NP_004334.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P27797
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Сумка-холодильник