

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Casr Для Проточной Цитометрии - P41180

Артикул: CM0008695



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CaSR (внеклеточный рецептор, чувствительный к кальцию; SWISS: P41180, ~121 кДа). Валидированы для проточной цитометрии; поставляются как сырье для IVD для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против человеческого CaSR
Примечания/Псевдонимы	CAR; FHN; FIH; HNC; EIG8; HNC1; NSHPT; PCAR1; hCasR; GPRC2A; NYPOC1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	846
GeneID	846
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 211-310 человеческого CaSR (NP_000379.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41180
Молекулярный вес белка	121 кДа
Доставка	Сумка со льдом