

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd100/Sema4D Для Проточной Цитометрии - Q92854

Артикул: CM0010400



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD100/SEMA4D, валидированные для проточной цитометрии. Распознают человеческий семафорин-4D, рецептор клеточной поверхности, участвующий в иммунной и нейронной сигнализации. Идеальны для исследований в иммунологии и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human CD100/SEMA4D мАт
Примечания/Псевдоним	A8; GR3; BB18; CD100; COLL4; SEMAJ; coll-4; C9orf164; M-sema-G
Вид	Человек
GeneID (Человек)	10507
GeneID	10507
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 22-734 человеческого семафорина-4D/CD100, NP_006369.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q92854
Молекулярный вес белка	82кДа/96кДа
Доставка	Сумка со льдом