


Моноклональное Кроличье Антитело Ре К Человеческому Cd117/C-Kit Для Проточной Цитометрии — P10721

Артикул: CM0010377



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело к человеческому CD117/c-Kit, валидированное для проточной цитометрии. Позволяет детектировать рецептор SCF в исследованиях гемопоэза, тучных клеток и онкологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело к человеческому CD117/c-Kit, моноклональное
Примечания/Альтернативные названия	PBT; SCFR; C-Kit; CD117; MASTC
Вид реактивности	Человек
GeneID	3815
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-520 человеческого CD117/c-Kit (NP_000213.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10721
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом