


Ре-Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело CD11A Для Fc — P20701

Артикул: CM0009568



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на CD11a человека (ITGAL, LFA-1), для проточной цитометрии (FC). Валидировано для образцов человека; молекулярная масса составляет 118–134 кДа. Поддерживает исследования адгезии иммунных клеток и миграции лейкоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличье античеловеческое моноклональное антитело CD11a
Примечания/алиасы	CD11A; LFA-1; LFA1A
Вид	Человек
GeneID (человек)	3683
GeneID	3683
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 26–340 CD11a человека (NP_002200.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P20701
Молекулярная масса белка	118 кДа / 129 кДа / 134 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом