

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd123 - P26951

Артикул: CM0004072



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD123 (альфа-цепь рецептора IL-3). Валидированные для проточной цитометрии, эти антитела обнаруживают нативный CD123 на гемопоэтических клетках, поддерживая исследования по иммунофенотипированию и диагностике лейкемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD123
Примечания/Псевдоним	IL3R; CD123; IL3RX; IL3RY; IL3RAY; hIL-3Ra; IL-3R-alpha
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3563
GeneID	3563
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-378 человеческого CD123 (NP_002174.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P26951
Молекулярный вес белка	43 кДа
Доставка	Сумка со льдом