

ФЭ Кроличья Моноклональная Антитела К Человеческому CD124/IL-4Rα Для Проточной Цитометрии - P24394

Артикул: CM0006254



введение

Эта конъюгированная с фитоэритрином кроличья моноклональная антитела связывается с человеческим CD124 (IL-4Rα) и валидирована для применения в проточной цитометрии. Подходит для исследований дифференцировки Th2-клеток, продукции IgE и ответов аллергического воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	ФЭ кроличья моноклональная антитела к человеческому CD124/IL-4Rα
Примечания/Альтернативные названия	CD124; IL4RA; IL-4RA
Вид	Человек
ID гена (человек)	3566
ID гена	3566
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 24-232 человеческого CD124/IL-4Rα (NP_000409.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P24394
Молекулярная масса белка	26 кДа/88 кДа/90 кДа
Доставка	Айс-пак