

Ре Кролик Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd131/Csf2Rb Для Проточной Цитометрии - P32927

Артикул: CM0007803



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD131 (CSF2RB), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на общую бета-субъединицу рецепторов IL-3/IL-5/GM-CSF. Подходят для исследований гемопоэтических и иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кролик мАт против человеческого CD131
Примечания/Псевдоним	CD131; IL3RB; IL5RB; SMDP5; CDw131; betaGMR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1439
ID гена	1439
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 17-443 человеческого CD131 (NP_000386.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32927
Молекулярный вес белка	97кДа
Доставка	Ледяной пакет