

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd13/Anпер Для Проточной Цитометрии - P15144

Артикул: CM0005006



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD13/ANPEP (аминопептидазы N). Валидированы для проточной цитометрии. Подходят для исследований в области иммунологии, онкологии и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD13/ANPEP
Примечания/Псевдонимы	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Вид	Человек
ID гена (Человек)	290
ID гена	290
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 69-967 человеческого CD13/ANPEP (NP_001141.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15144
Молекулярный вес белка	110кДа
Доставка	Сумка со льдом