


Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd140B/Pdgfrβ Для Проточной Цитометрии - P09619

Артикул: CM0010135



введение

Это конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело нацелено на человеческий CD140b/PDGFRβ (PDGFRB) и валидировано для прямой проточной цитометрии. Оно подходит для изучения передачи сигналов рецептора в ангиогенезе, биологии рака и развитии сосудов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ Кроличье антитело к человеческому CD140b/PDGFRβ mAb
Примечания/Альтернативные названия	PDGFRB; CD140B; IBGC4; IMF1; JTK12; KOGS; PDGFR; PDGFR-1; PDGFR1; PENTT; бета-рецептор тромбоцитарного фактора роста
Вид	Человек
ID гена (Человек)	5159
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фузия, соответствующий аминокислотам 33-530 человеческого CD140b/PDGFRB (NP_002600.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09619
Молекулярная масса белка	37 кДа/123 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом