


Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd141/Тромбомулину - P07204

Артикул: CM0010804



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD141/Тромбомулин, валидировано для проточной цитометрии. Рекомбинантный иммуноген (aa 19-515). Подходит для исследований профилирования эндотелиальных клеток, коагуляции и дендритных клеток (BDCA-3).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье моноклональное антитело к человеческому CD141/Тромбомулину
Примечания/Альтернативные названия	TM; THRM; AHUS6; BDCA3; CD141; BDCA-3; THPH12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7056
GeneID	7056
Иммуноген	Рекомбинантный белок-фьюжн, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-515 человеческого CD141/Тромбомулина (NP_000352.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07204
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом