


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd146 Для Проточной Цитометрии - P43121

Артикул: CM0009402



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD146 (MCAM/MUC18). Разработаны для проточной цитометрии, реагируют с образцами человека. Идеально подходят для изучения клеточной адгезии, биологии эндотелия и метастазирования меланомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАб против человеческого CD146
Примечания/Псевдоним	MCAM; CD146; MUC18; клеточный поверхностный гликопротеин MUC18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4162
GeneID	4162
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-559 человеческого CD146 (NP_006491.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43121
Молекулярный вес белка	57kDa/71kDa
Доставка	Сумка со льдом