

Моноклональное Антитело Кролика К Человеческому Cd152/Ctla-4, Конъюгированное Ре, Для Внутриклеточной Проточной Цитометрии - P16410

Артикул: CM0005271



введение

Моноклональное антитело кролика к человеческому CD152/CTLA-4, конъюгированное фитоэритрином (PE). CD152/CTLA-4 является ингибирующим Т-клеточным рецептором. Продукт предназначен для применений в методе внутриклеточной проточной цитометрии (ПЦ). Специфически реагирует с человеческим CD152/CTLA-4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD152/CTLA-4, конъюгированное PE
Примечания/синонимы	CD; GSE; GRD4; ALPS5; CD152; CTLA-4; IDDM12; CELIAC3
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	1493
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 37-162 человеческого CD152/CTLA-4 (NP_005205.2)
Источник продуцирования	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (внутриклеточное)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16410
Молекулярная масса белка	6кДа/8кДа/19кДа/24кДа
Доставка	Холодовой пакет