

Ре Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd153 - P32971

Артикул: CM0005932

введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитело, нацеленная на человеческий CD153 (лиганд CD30), валидированная для проточной цитометрии. Подходит для исследований пролиферации Т-клеток и лимфомы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличья моноклональная антитело против человеческого CD153
Примечания/Альтернативные названия	CD153; CD30L; CD30LG; TNLG3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	944
GeneID	944
Иммуноген	Рекомбинантный слизистый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 63-234 человеческого CD153 (NP_001235.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32971
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом