


Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Cd156C/Adam10 Человека Для Проточной Цитометрии - O14672

Артикул: CM0011676



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к ADAM10 (CD156с) человека, валидированное для проточной цитометрии. ADAM10 — это трансмембранная металлопротеаза, участвующая в эктодоменном шеддинге белков, таких как TNF, APP и Notch, и играющая роль в воспалении, нейродегенерации и онкогенезе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к CD156с/ADAM10 человека
Примечания/Синонимы	RAK; kuz; AD10; AD18; MADM; CD156с; CDw156; HsT18717
Вид	Человек
GeneID (Человек)	102
GeneID	102
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 214-672 ADAM10 человека (NP_001101.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14672
Молекулярная масса	84 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом