

Моноклональное Антитело Кролика, Меченное Ре, К
Человеческому Cd158A/Kir2Dl1 Для Проточной Цитометрии -
P43626

Артикул: CM0009690



введение

Конъюгированное с фикоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD158a/KIR2DL1 (ингибиторный рецептор NK-клеток). Валидировано для проточной цитометрии (ПЦ), перекрестная реакция с человеческим антигеном. Подходит для исследования иммунологии NK-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к человеческому CD158a/KIR2DL1, меченное PE
Примечания/Альтернативные названия	NKAT; NKAT1; p58.1; CD158A; KIR221; NKAT-1; KIR-K64; KIR2DL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	3802
ID гена	3802
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 22-245 человеческого CD158a/KIR2DL1 (NP_055033.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P43626
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	С хладагентом