

Ре Кролик Анти-Человеческий Cd161 Маb Для Проточной Цитометрии - Q12918

Артикул: CM0010731



введение

Конъюгированный с PE кроличий моноклональный антитело против человеческого CD161 (KLRB1/NKR-P1A) для проточной цитометрии. Реагирует с человеческим. Полезен для изучения функции ингибирующего рецептора NK-клеток и иммунофенотипирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик анти-Человеческий CD161 маb
Примечания/Псевдоним	NKR; CD161; CLEC5B; NKR-P1; NKRP1A; NKR-P1A; hNKR-P1A
Вид	Человек
ID гена	3820
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 67-225 человеческого CD161 (NP_002249.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q12918
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Ледяной пакет