


ПЭ-Кроличье Античеловеческое Моноклональное Антитело К Cd163 Для Проточной Цитометрии — Q86Vb7

Артикул: CM0009156



введение

Конъюгированное с ПЭ кроличье моноклональное антитело против человеческого CD163 (M130, рецептор-утилизатор гемоглобина) для проточной цитометрии. Валидировано для образцов человека; это антитело идеально подходит для исследований макрофагов и моноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ПЭ-кроличье античеловеческое моноклональное антитело к CD163
Примечания/синонимы	M130; MM130; SCAR11
Вид	Человек
GeneID (человек)	9332
GeneID	9332
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 42-1045 человеческого IL-10RA/CD210 (NP_004235.4).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q86VB7
Молекулярная масса белка	125 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом