


Ре-Конъюгированное Моноклональное Антитело Кролика К Cd166/Alcam Человека Для Проточной Цитометрии - Q13740

Артикул: CM0008174



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика, специфически распознающее CD166/ALCAM человека (SWISS: Q13740). Разработано для проточной цитометрии, поддерживает исследования клеточной адгезии, формирования иммунологического синапса, хоминга стволовых клеток и метастазирования опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика к CD166/ALCAM человека
Примечания/Синонимы	MEMD; CD166
Вид	Человек
ID гена (человек)	214
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-526 CD166/ALCAM человека (NP_001618.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13740
Молекулярная масса белка	15 кДа / 33 кДа / 63 кДа / 65 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом