


Ре-Моноклональное Антитело Кролика Против Cd167A/Ddr1 Человека Для Fc — Q08345

Артикул: CM0010222



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика против CD167a/DDR1 человека, валидированное для проточной цитометрии (FC). Рецептор 1 дискоидинового домена эпителия, активируемая коллагеном тирозинкиназа, участвующая в инвазии раковых клеток и ремоделировании тканей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-мАт кролика против CD167a/DDR1 человека
Примечания/синонимы	CAK; DDR; NEP; HGK2; PTK3; RTK6; TRKE; CD167; EDDR1; MCK10; NTRK4; PTK3A
Вид	Человек
GeneID (человек)	780
GeneID	780
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-416 CD167a/DDR1 человека (NP_054699.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q08345
Молекулярная масса белка	101 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом