


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd170/Siglec-5 - O15389

Артикул: CM0011982



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD170/Siglec-5, лектина, связывающего сialовую кислоту и экспрессируемого на миелоидных клетках. Валидированы для проточной цитометрии, подходят для исследований в области иммунологии и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD170/Siglec-5
Примечания/Псевдонимы	CD170, OBBP2, CD33L2, OB-BP2, SIGLEC-5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8778
GeneID	8778
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15389
Молекулярный вес белка	61кДа
Доставка	Сумка со льдом