

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd172A/Sirpα Для Проточной Цитометрии - P78324

Артикул: CM0011184



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD172a/SIRPα (P78324), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для изучения фагоцитоза, иммунной регуляции и механизмов синаптической сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human CD172a/SIRPα мАт
Примечания/Псевдонимы	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	140885
GeneID	140885
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-370 человеческого CD172a/SIRPα (NP_542970.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78324
Молекулярный вес белка	55 кДа
Доставка	Ледяной пакет