

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd177 Для Проточной Цитометрии - Q8N6Q3

Артикул: CM0005371

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого CD177 (NB1/PRV-1) для проточной цитометрии. Предназначено для детекции CD177 на субпопуляциях нейтрофилов, имеет перекрестную реакцию с человеческим антигеном. Подходит для иммунофенотипирования и научных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело PE кролика против человеческого CD177
Примечания/Алиасы	NB1; PRV1; HNA2A; PRV-1; HNA-2a; NB1 GP
Вид	Человек
GeneID (человек)	57126
GeneID	57126
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-407 человеческого CD177 (NP_065139.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реакция	Человек
SWISS	Q8N6Q3
Молекулярная масса белка	15 кДа/27 кДа/46 кДа
Доставка	Холодовой пакет