

Моноклональные Антитела Кролика Против Человеческого Cd185/Cxcr5, Конъюгированные С Ре, Для Проточной Цитометрии - P32302

Артикул: CM0008972

введение

Конъюгированные с РЕ моноклональные антитела кролика против человеческого CD185/CXCR5 (BLR1), валидированные для проточной цитометрии. Нацелены на хемокинный рецептор В-клеток, участвующий в миграции В-клеток и лимфоме Беркитта. Swiss-Prot: P32302.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональные антитела кролика против человеческого CD185/CXCR5, конъюгированные с РЕ
Примечания/Псевдоним	BLR1; CD185; MDR15
Вид	Человек
GeneID (Человек)	643
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-47aa человеческого CD185/CXCR5 (NP_033981.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32302
Молекулярный вес белка	36kDa/42kDa
Доставка	Сумка со льдом