

Ре Кролик Анти-Человеческий Cd196/Ccr6 Мат - P51684

Артикул: CM0008241



введение

Конъюгированный с PE кроличий моноклональный антитело против человеческого CCR6/CD196. Проверено для проточной цитометрии. Нацеливается на GPCR, критически важный для хемотаксиса дендритных, Т- и В-клеток, а также для слизистого иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик анти-Человеческий CD196/CCR6 мат
Примечания/Псевдоним	BN-1; DCR2; DRY6; CCR-6; CD196; CKRL3; GPR29; CKR-L3; CMKBR6; GPRCY4; STRL22; CC-CKR-6; C-C CKR-6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1235
GeneID	1235
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P51684
Молекулярный вес белка	42кДа
Доставка	Сумка со льдом