

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd197/Ccr7 Для Проточной Цитометрии - P32248

Артикул: CM0012539



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD197/CCR7 (BLR2, EBI1) для проточной цитометрии. Подходят для изучения трафарета лимфоцитов, хоминга и экспрессии рецепторов, индуцированных вирусом Эпштейна-Барр. UniProt P32248.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD197/CCR7
Примечания/Псевдонимы	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1236
GeneID	1236
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-59 человеческого CD197/CCR7 (NP_001829.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P32248
Молекулярный вес белка	43кДа
Доставка	Ледяной пакет