


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd1b Для Проточной Цитометрии - P29016

Артикул: CM0012083



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD1b (SWISS: P29016), валидированное для проточной цитометрии, идеально для исследований презентации липидных антигенов и Т-клеточного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело к человеческому CD1B (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	R1; CD1; CD1A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	910
GeneID	910
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-303 человеческого CD1B (NP_001755.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29016
Молекулярная масса белка	37 кДа/30 кДа
Условия доставки	В термопакете со льдом