

Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd1c Для Проточной Цитометрии - P29017

Артикул: CM0008126



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD1c (R7, BDCA1) — молекулу, представляющую липидные антигены. Валидировано для проточной цитометрии, это антитело массой 38 кДа идеально подходит для исследований адаптивного иммунитета и презентации гликолипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-кроличье антитело против человеческого CD1c (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	911
GeneID	911
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-298 человеческого CD1c (NP_001756.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P29017
Молекулярная масса белка	38 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом