

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd2 Для Проточной Цитометрии - P06729

Артикул: CM0011736



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, нацеленные на человеческий CD2 (T11, LFA-2, SRBC), специально для проточной цитометрии. Идеально подходят для идентификации Т-клеток и NK-клеток в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD2
Примечания/Псевдоним	T11; SRBC; LFA-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	914
GeneID	914
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-209 человеческого CD2 (NP_001758.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06729
Молекулярный вес белка	39кДа
Доставка	Сумка со льдом