


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd200R Для Проточной Цитометрии - Q8Td46

Артикул: CM0008739



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD200R (рецептор OX2), валидированные для проточной цитометрии. Идеально подходят для иммунотипирования и изучения путей иммунных контрольных точек в исследованиях воспаления и онкологии. Молекулярная масса: 37 кДа; реактивность видов: кролик.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human CD200R мАт
Примечания/Псевдоним	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	131450
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-240 человеческого CD200R (NP_740750.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TD46
Молекулярный вес белка	37кДа
Доставка	Ледяной пакет