


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого Cd205/Dec-205 Для Проточной Цитометрии - O60449

Артикул: CM0010928



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD205/DEC-205 (LY75) для проточной цитометрии. Детектирует эндоцитарный рецептор на дендритных клетках и В-клетках. Высокая специфичность, валидировано для образцов человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело против человеческого CD205/DEC-205
Примечания/Альтернативные названия	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	4065
GeneID	4065
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 216-501 человеческого CD205/DEC-205 (NP_002340.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60449
Молекулярная масса белка	198 кДа
Условия доставки	В термосумке со льдом