

Ре-Кроличья Моноклональная Антитело Против Человеческого Cd207/Langerin Для Проточной Цитометрии — Q9Uj71

Артикул: CM0005359



введение

Конъюгированная с PE кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческий CD207/Langerin, для проточной цитометрии. Специфична к человеку, идеально подходит для изучения биологии клеток Лангерганса и механизмов представления антигена.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE-кроличья моноклональная антитела против человеческого CD207/Langerin
Примечания/Псевдоним	CLEC4K
Вид	Человек
GeneID	50489
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 65-328 человеческого Langerin/CD207 (NP_056532.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UJ71
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	С пакетом льда