


Ре-Меченое Кроличье Моноклональное Антитело Против Человеческого CD213A1/IL-13Rα1 Для Проточной Цитометрии - P78552

Артикул: CM0009987



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD213a1/IL-13Rα1 (CT19) для проточной цитометрии. Реагирует с человеком. 49 кДа. Идеально для изучения передачи сигналов интерлейкина-13 в иммунных клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-меченое кроличье антитело против человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	NR4; CT19; CD213A1; IL-13Ra
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3597
Иммуноген	Рекомбинантный белок: Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-343 человеческого CD213a1/IL-13Rα1 (NP_001551.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P78552
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом