

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd220 Для Проточной Цитометрии - P06213

Артикул: CM0008234



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD220 (инсулинового рецептора) для проточной цитометрии. Распознают человеческий CD220 с молекулярной массой 156 кДа. Валидированы для исследовательского использования в методе проточной цитометрии (FC).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик anti-Human CD220 мАт
Примечания/Псевдоним	HHF5; CD220
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3643
GeneID	3643
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 28-944 человеческого CD220 (NP_000199.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06213
Молекулярный вес белка	156 кДа
Доставка	Сумка со льдом