

Ре Моноклональное Антитело Кролика К Cd221A/Igf-1Rα Человека - P08069

Артикул: CM0011157



введение

Конъюгированное с PE моноклональное антитело кролика к CD221/IGF-1R человека, валидированное для проточной цитометрии. Подходит для выявления экспрессии IGF-1R в клетках человека и проведения исследований в области онкологии и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE моноклональное антитело кролика к CD221α/IGF-1Rα человека
Примечания/синонимы	IGFR; CD221; IGFR; JTK13
Вид	Человек
GeneID (человек)	3480
GeneID	3480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-932 CD221α/IGF-1Rα человека (NP_000866.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P08069
Молекулярная масса белка	155 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом