


Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd226/Dnam-1 Для Пцф - Q15762

Артикул: CM0009341



введение

РЕ-конъюгированное моноклональное антитело кролика против человеческого CD226 (DNAM-1) для проточной цитометрии. Данное антитело нацелено на CD226 — костимулирующий рецептор на Т- и NK-клетках, который увеличивает цитотоксичность против опухолей и инфицированных клеток при связывании с PVR/CD155 и Nectin2/CD112. Идеально подходит для профилирования иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличье антитело против человеческого CD226/DNAM-1, мкАт
Примечания/алиасы	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Вид	Человек
ID гена (человек)	10666
ID гена	10666
Иммуноген	
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦФ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15762
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	Холодовая упаковка