


Моноклональное Антитело Кролика РЕ Против Человеческого Cd23 Для Проточной Цитометрии — P06734

Артикул: CM0010129



введение

Конъюгированное с РЕ кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD23 (FcεRII), предназначенное для проточной цитометрии. Распознает рецептор IgE низкой аффинности, участвующий в регуляции В-клеток, обладает перекрестной реактивностью с человеком, молекулярная масса — 36 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика РЕ против человеческого CD23
Примечания/Альтернативные названия	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCErII; BLAST-2
Вид реактивности	Человек
Идентификатор гена (человек)	2208
Идентификатор гена	2208
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 48–321 человеческого CD23 (NP_001993.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06734
Молекулярная масса белка	36 кДа
Доставка	С пакетом льда