


Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому CD235a/Гликофору А Для Fc - P02724

Артикул: CM0009188



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD235a/Гликофорин А, валидировано для проточной цитометрии. Идеально для исследований мембраны эритроцитов, изучения групп крови MN и анализа рецепторов инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье анти-Человеческий CD235a/Гликофорин А mAb
Примечания/Альтернативные названия	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPErik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2993
GeneID	2993
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-91 человеческого CD235a (NP_002090.4)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (Проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02724
Молекулярная масса белка	13кДа/16кДа
Условия доставки	В пакете со льдом