

Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd24 Для Проточной Цитометрии - P25063

Артикул: CM0004190

введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD24, подходящие для проточной цитометрии. CD24 — это гликопротеин, закрепленный на GPI, участвующий в дифференцировке клеток и иммунной модуляции. Подтвержденная перекрестная реактивность с человеком; идеально подходит для исследований В-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кролик анти-Человеческий CD24 мАт
Примечания/Псевдоним	CD24A; CD24
Вид	Человек
GeneID (Человек)	100133941
GeneID	100133941
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-80 человеческого CD24 (NP_037362.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P25063
Молекулярный вес белка	8кДа; 13кДа
Доставка	Сумка со льдом