

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd244/2B4 Для Проточной Цитометрии - Q9Bzw8

Артикул: CM0008626

введение

Конъюгированное с фитоэритрином (PE) кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого CD244/2B4 (SLAMF4), предназначенное для применений в проточной цитометрии. Распознает человеческий CD244 – ключевой рецептор NK-клеток, подходит для профилирования иммунных клеток и исследования процессов активации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье моноклональное антитело против человеческого CD244/2B4
Примечания/Алиасы	CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; молекула CD244
Вид	Человек
ID гена (человек)	51744
ID гена	51744
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 22-221 человеческого CD244/2B4 (NP_001160135.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC (проточная цитометрия)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BZW8
Молекулярная масса белка	30 кДа/36 кДа/41 кДа
Доставка	В ледяном пакете