


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd261/Trail-R1 Для Проточной Цитометрии - 000220

Артикул: CM0010458



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD261/TRAIL-R1 (DR4). Идеально подходят для исследований проточной цитометрии индуцированного TRAIL апоптоза и сигнальных путей рецепторов смерти. Высокая специфичность, валидированы для FC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE Кроличьи МАТ против человеческого CD261/TRAIL-R1
Примечания/Псевдонимы	TNFRSF10A; APO2; CD261; DR4; TRAILR-1; TRAILR1; член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей 10a
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8797
ID гена	8797
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 124-232 человеческого CD261/TRAIL-R1 (NP_003835.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	000220
Молекулярный вес белка	50кДа
Доставка	Сумка со льдом