


Ре-Конъюгированное Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd262/Dr5/Trailr2 Для Проточной Цитометрии - O14763

Артикул: CM0010188



введение

РЕ-конъюгированное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD262/DR5/TRAILR2, оптимизированное для проточной цитометрии. Детектирует рецептор TRAIL в человеческих образцах. Идеально для исследований апоптоза и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ-конъюгированное кроличье антитело к человеческому CD262/DR5/TRAILR2 (mAb)
Примечания/Альтернативные названия	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8795
GeneID	8795
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 56-182 человеческого CD262/DR5/TRAILR2 (NP_003833.4)
Источник (хозяин)	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Проточная цитометрия (FC)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14763
Молекулярная масса белка	48 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом