

Моноклональное Антитело Рe Кролика Против Человеческого Cd263/Trail-R3 Для Проточной Цитометрии - O14798

Артикул: CM0004557

введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий CD263/TRAIL-R3 (ложный рецептор 1). Разработано для проточной цитометрии (FC) для детекции TRAIL-R3 на поверхности клеток. Облегчает исследования апоптоза и онкологии. - O14798

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE кроличье антитело anti-человеческое CD263/TRAIL-R3 mAb
Примечания/синонимы	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR
Вид	Человек
GenelD (человек)	8794
GenelD	8794
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 26-235 человеческого CD263/TRAIL-R3 (NP_003832.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O14798
Молекулярная масса белка	27кДа
Доставка	Хладоэлемент