

## Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd270/Hvem Для Проточной Цитометрии - Q92956

Артикул: CM0011683



### введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD270/HVEM (TNFRSF14), валидированные для проточной цитометрии. Подходят для анализа костимуляции Т-клеток, сигналинга иммунных контрольных точек и входа герпесвируса в образцах человека.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                                 |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | PE Кроличьи МАТ против человеческого CD270/HVEM                                                                                          |
| Примечания/Псевдонимы     | TNFRSF14; ATAR; CD270; HVEA; HVEM; LIGHTR; TR2; член 14 суперсемейства рецепторов фактора некроза опухоли                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                                                  |
| ID гена (Человек)         | 8764                                                                                                                                     |
| ID гена                   | 8764                                                                                                                                     |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 39-162 человеческого CD270/HVEM (NP_003811.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                                                                                                                  |
| Применение                | FC                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                                                                                                  |
| SWISS                     | Q92956                                                                                                                                   |
| Молекулярный вес белка    | 21кДа/30кДа                                                                                                                              |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                           |