


Ре Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому Cd275/B7-H2/Icosl Для Fc - O75144

Артикул: CM0005824



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело против человеческого CD275/B7-H2/ICOSL, специально разработанное для проточной цитометрии (FC). Идеально подходит для изучения костимуляции Т-клеток, активации В-клеток и трансмиграции нейтрофилов в иммунологических исследованиях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличье антитело к человеческому CD275/B7-H2/ICOSL mAb
Примечания/Альтернативные названия	B7h; B7H2; GL50; B7-H2; B7RP1; CD275; ICOSL; LICOS; B7RP-1; ICOS-L
Вид	Человек
ID гена (Человек)	23308
ID гена	23308
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слиток, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-256 человеческого CD275/B7-H2/ICOSL (NP_056074.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75144
Молекулярная масса белка	20кДа/33кДа/34кДа
Доставка	В термосумке со льдом