


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd28 Для Проточной Цитометрии - P10747

Артикул: CM0007950



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого CD28 (Тр44), ключевого костимулирующего рецептора Т-клеток. Подходят для применения в проточной цитометрии на образцах человека для изучения активации, пролиферации и продукции цитокинов Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD28
Примечания/Псевдоним	Тр44
Вид	Человек
ID гена (Человек)	940
ID гена	940
Иммуноген	Рекомбинантный белок человеческого CD28 полной длины (P10747).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10747
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом