

Моноклональное Антитело Ре Кролика Против Человеческого Cd282/Tlr2 Для Проточной Цитометрии - O60603

Артикул: CM0008074



введение

Конъюгированное с PE кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого TLR2/CD282, для проточной цитометрии (ПЦ). Подтверждена перекрестная реактивность с человеческим антигеном, идеально подходит для исследований в области врожденного иммунитета и инфекционных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	РЕ кроличье анти-человеческое кД282/TLR2 мКлТ
Примечания/Альтернативные названия	TIL4; CD282
Вид реактивности	Человек
GeneID (человек)	7097
GeneID	7097
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 290-390 человеческого TLR2 (NP_003255.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ПЦ
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60603
Молекулярная масса белка	90кДа
Доставка	Сумка-холодильник