


Ре Кроличьи Моноклональные Антитела Против Человеческого Cd30 Для Проточной Цитометрии - P28908

Артикул: CM0009266



введение

Конъюгированные с PE кроличьи моноклональные антитела против человеческого CD30, предназначенные для проточной цитометрии (FC). Обнаруживают CD30 в образцах человека; CD30 — это рецептор, участвующий в регуляции клеточного роста и сигнального пути NF-карра-В. Идеально подходят для исследований в области иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	PE Кроличьи мАт против человеческого CD30
Примечания/Псевдонимы	CD30; Ki-1; D1S1661E
Вид	Человек
GeneID (Человек)	943
GeneID	943
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 19-379 человеческого CD30 (NP_001234.3).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P28908
Молекулярный вес белка	14кДа/50кДа/63кДа
Доставка	Сумка-холодильник